



健康風險評估中心
HEALTH RISK ASSESSMENT CENTRE

PHRM
個人健康風險管理

Professional Service
專業服務

Advanced Technology
高端科技

Holistic Solution
全面解決方案

精準身體組成分析評估



此乃市場上其中一部最精準的分析儀
多達33個國家的使用者已成功見證!

為您評估多項精準的指標：

- 身體成份及脂肪分析
- 內臟脂肪面積
- 腰臀比例和身高及體重指標(BMI)
- 浮腫指數，如身體水份及體液平衡等
- 骨骼肌的重量
- 正常值範圍
- 身體的基礎代謝率



✓ 安全可靠

✓ 準確度高

精準身體組成分析評估 (BCA)

為什麼需要知道身體的組成？

人體的總體重，分別是由水、蛋白質、脂肪和骨質等所組成。而這些指數的多與少，與我們的健康狀況是息息相關。一旦失衡，可導致水腫、肥胖、骨質疏鬆或增加患上各種慢性疾病的機會。根據資料，慢性疾病於全球的死亡原因中所佔的比例已超過50%，這些包括糖尿病、高血壓、高血脂等，而且有年輕化的趨勢。由於慢性疾病是長期性而且無法完全痊癒的，所以更是預防勝於治療。

專利的技術，領先群倫

精準身體組成分析儀 (BCA) 不但提供了安全、無輻射的迅速測量，它獨特的八點觸感式電極系統、分段生物電阻抗分析 (SBIA) 及多頻生物電阻抗分析 (MFBIA) 等，更贏得了全世界先進國家的多項專利，如美國、日本與歐洲等各國，當中更包括全世界最普遍受認同的FDA認可，絕對是備受肯定的技術及發明。



專利及認證



中國SFDA認證



獲得ISO9001



獲得ISO13485



製造醫療器械及品質管理標準



獲得CE



美國聯邦通訊委員會標準



廣播通訊委員會



美國專利認證



加拿大專利認證



日本專利認證



韓國專利認證

除以上認證外還獲得日本、中國、加拿大等國家的其他相關醫療器械專利認證。

精準身體組成分析評估（BCA）的應用領域

BCA的應用領域非常廣泛，無論是成人、小童或長者，均可應用於以下範疇：

• 醫學檢測中心

BCA提供了幫助預防高血壓、糖尿病、心臟病及脂肪肝等慢性疾病所必須的檢測項目。更特別的是，它能測量出內臟脂肪及浮腫指標等指數，使BCA能被廣泛地應用於不同的醫學測試。

• 體重管理

BCA能提供準確的數據，幫助制定體重管理的方案，以治療肥胖、癯肥、肌萎性肥胖、產後肥胖或需要增重的人士等所需的體重管理數據。這些一系列的分析數據更有助於醫生及營養師們能提供更適當、準確的診斷與治療。

• 腎臟病科、身體毒素檢測


BCA能幫助測量身體的水份平衡，透過檢測身體的細胞內外水份變化，可分析出身體的浮腫指數及浮腫的位置。

• 運動醫學

BCA能提供身體的肌肉量及肌肉分佈等多項精準數據，是被用於作運動處方之關鍵數據之一。

• 營養分析

BCA能被用以分析一些消耗性的疾病、慢性疾病、成長期孩童或各年齡階層的健康人士之營養與健康的狀況，如身體的蛋白質、礦物質、水份及脂肪量是否足夠等之數據，是幫助維持或改善健康狀態的重要指標。



半分鐘便能知道身體內具體而細微的數據
我們誠邀您親身體驗它的專業！

精準身體組成分析評估（BCA）的使用前注意事項

1. 分析前應避免劇烈運動或體能活動，以確保身體成分不受影響
2. 分析前請勿進食。如需飯後分析，請在2小時後進行
3. 分析前應避免沐浴或桑拿，以確保身體水分不受影響
4. 分析前請先上洗手間令體內排泄物降低，提升分析的精確度
5. 盡可能在上午作分析，因站立越久，身體水分會往下流
6. 分析時不能佩戴任何飾物
7. 應穿著輕便較薄服裝，必須脫去鞋襪，絲襪及厚重衣物
8. 當進行分析時，不可說話，身體不可晃動直到分析完成為止
9. 身體內植入金屬物體者有機會影響電流阻抗的準確測量

以上事項均會影響分析讀數的精準度，請盡量配合。

*（建議測試者請於預約時間前15分鐘前到達）

以下人士並不適合使用：

- 準備懷孕或懷孕中的人士
- 體內有植入人工心臟、心臟起搏器、人工肺等維持生命的電子治療儀器



預約及查詢服務時間

星期一至五（星期六、日及公眾假期除外） 下午12:00 – 6:00

香港旗艦中心

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行1533室

熱線電話：(852) 3462 6633

網址：www.hracentre.com